

# Anleitung COVID19-Maske V4

Wir möchten Sie bitten die gesamte Maske vor der erstmaligen Benutzung zu desinfizieren.


Lieferumfang:

- 1 x Plexiglasscheibe
- 1 x Gummihalterung


Schieben Sie die Gummihalterung über die Plexiglasscheibe, bis diese in der Auslassung einrastet.

Beachten Sie, dass die Maske nach dem Gebrauch erst auseinander gebaut werden muss, damit sie komplett desinfiziert werden kann.

1



2



3

